

數位式 直流無刷攪拌機 DIG

特點

- ◎ 採用無刷馬達運轉安靜, 免換碳刷, 免保養, 節省電力
- ◎ 數位顯示轉速, 扭力, 定時功能 0-99 h 59min
- ◎ 軸心採中空設計, 攪拌棒可上下任意鎖定
- ◎ 轉速具回饋補償功能, 強力, 穩定
- ◎ 具過負載及過溫安全保護功能, 重新開機即可運轉
- ◎ 不銹鋼夾頭, 可夾持 $\Phi 9.5$ mm 以下攪拌棒

標準附件

- ◎ 不銹鋼支柱 $\Phi 19 \times 750$ L mm
- ◎ 平面底座 270×370 mm
- ◎ 不銹鋼 SUS304 攪拌棒 $\Phi 8 \times 500$ L mm
- ◎ 不銹鋼 SUS304 攪拌翼 NO18 十字型 $\Phi 60$ mm
- ◎ 不銹鋼支持夾

規格

型號	轉速 rpm	扭力 KG-CM	馬力/電壓	主機尺寸	主機重量	全機重量
DIG-750	53~750	27KG-CM	200W 110VAC	W: 95mm D: 230mm H: 260mm	5.8kg	12.5kg
DIG-1500	105~1500	13.6KG-CM				
DIG-2000	140~2000	10.2KG-CM				
DIG-3000	210~3000	6.8KG-CM				

