

均質機/乳化機 Homogenizer



HM-25D (乳化機)



HD-25-D (均質機)

用途 在高速的攪動過程，使原料被吸入，通過乳化頭的噴流孔，產生強大的剪切力，衝擊、分散，並形成強大循環流體，使製品快速達到乳化，融合，變細緻的目的

用途 適用於分散，混合，攪拌，如塗料，油墨，顏料，化妝品，香料，等一般化學品及相關化學原料均質，分散，混合攪拌翼片，可更換形狀及大小

- 特點**
- ◎ 浸液部分係不鏽鋼SUS316製
 - ◎ 彈力式升降裝置，操作省力輕便，可選配容器桶夾
 - ◎ 採用直流無刷馬達，免換碳刷，節省電力
 - ◎ 數位顯示轉速，扭力，定時功能 59min
 - ◎ 轉速具回饋補償功能，強力，穩定
 - ◎ 具過負載及過溫安全保護功能，重新開機即可運轉

Model	容量 Capacity	轉速 rpm	扭力 KG-CM	馬力 電壓	尺寸	重量
HM-25-D	2L (H ₂ O)	500~ 10000	2.1 kg/cm	200W 110VAC	W:270mm D:370mm H:580mm	14kg
HD-25-D	5L (H ₂ O)					

