

真空幫浦 Vacuum Pump

ChromTech® 迷你真空幫浦

主要用於生化培養後，培養液與培養組織分離、細胞培養廢液抽取，以及實驗室各種廢液抽吸。不同流量規格可選擇，可以滿足更多實驗需求，是實驗室無菌操作台不可缺少的最佳實驗助手。



DP-8



DP-26 / DP-42

規格說明：

產品型號	DP-8	DP-26	DP-42
最大流量	8 L/min	26 L/min	42 L/min
真空度	-0.065MPa	-0.08MPa	-0.08MPa
真空顯示方式	數位顯示	真空表	真空表
負壓調節範圍	0 ~ -0.065MPa	0 ~ -0.08MPa	0 ~ -0.08MPa
廢液瓶容量	1000 ML	2500 ML	2500 ML
腳踏開關	無	有	有
輸入電源	DC24V / 0.8A	AC110V / 60Hz	AC110V / 60Hz
功率	8W	60W	180W
外型尺寸	W130×D288× H300mm	W248×D475× H350mm	W248×D475× H350mm
重量	1.4 KG	7.8 KG	9.2 KG

隨機標準配件

