

乾式恆溫培養器 Dry Bath Incubator

ChromTech® 乾式恆溫器特點：

DBI-100/DBH-100 乾式恆溫器是採用微晶片控制的恆溫金屬浴裝置，控溫精度高，以代替傳統的水浴裝置，可廣泛應用於樣品的保存、各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、DNA 擴增和電泳的預變性、樣品凝固等。應用行業遍及食品安全、化工、檢驗、環境等。

DBI-100/DBH-100 系列乾式恆溫器是一款外觀精美、性能卓越的新型恆溫金屬浴裝置

1. 液晶螢幕顯示，介面簡潔，溫度設置、即時溫度顯示，時間遞減顯示。
2. 儀器升溫速度快，加熱均勻，控溫準確，穩定性高，低耗能無噪音。
3. 內置溫度偏差校正功能，自動故障檢測及警報器警示功能。
4. 內置超溫保護裝置。使用更加安全可靠，延長儀器使用壽命。
5. 產品設計大方而嚴謹，佔用空間範圍小，操作方便和自由。
6. 多種模塊可供選擇、替換，便於清潔與消毒各種試管。



規格說明：

產品型號	DBH-100 乾式恆溫器 (加熱型)	DBI-100 乾式恆溫器 (製冷型)
溫度控制範圍	室溫+5℃~100℃	-10℃~60℃
溫度穩定性@100℃	≤±0.5℃	
模塊最大溫差@40℃	0.3℃	
模塊溫度均勻性	≤+0.3℃	
顯示精度	0.1℃	
升溫時間	≤15min(從 20℃ 升至 100℃)	
最長定時	99h59min	
最高溫度	100℃	
製冷時間	X	≤30min(室溫降低 30℃)(環境溼度為 26℃ 以下時檢測)
最大功率	150W	
淨重	2.2Kg	
外型尺寸	270x190x170mm	
隨機配置模塊	型號 H	

DBH/DBI-100 系列可更換模塊：



型號	孔徑及試管數	最高溫度
A	96x0.2Ml 標準板	100℃
B	54x0.5Ml 離心管	100℃
C	35x1.5Ml 離心管	100℃
D	35x2.0Ml 離心管	100℃
E	15x0.5Ml+20x1.5Ml 離心管	100℃
F	24x直徑 ≤ φ 12mm 試管	100℃
G	32x0.2Ml+25x1.5Ml 離心管	100℃
H	32x0.2Ml+10x0.5Ml+15x1.5Ml 離心管	100℃
I	103x67x30 (方槽模組)	100℃
J	96x0.2Ml 酶標板 (平底)	100℃
K	可訂做	100℃