

電子天平 Electronic Balance

FA -C/ JA-C 系列電子天平(內校型)

- 採用自動加碼機構，具備了全自動內置砝碼校準功能。
- 具有全自動故障檢測，線性校準，超載保護等應用程式。
- 具有計數、多種重量單位轉換、自動歸零等多種功能。
- 五面全透明玻璃防風罩，超大背光液晶顯示螢幕。
- 內置 RS-232C 輸出介面，可連接電腦、印表機等設備。



型 號	FA-604C	FA-1204C	FA-2204C	JA-1003C	JA-2003C	JA-3003C
最大秤量	60g	120g	220g	100g	200g	300g
精 度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.001g	0.001g	0.001g
秤盤尺寸	φ 90mm	φ 90mm	φ 90mm	φ 90mm	φ 90mm	φ 80mm

FA/ JA 系列電子天平(外校型)

- 自動故障檢測功能，RS-232C 輸出。
- 多種重量單位轉換。
- 自動歸零功能，全新獨特外型。
- STN 寬視角背光液晶顯示，具有優越性能。



型 號	FA-1104B	FA-2104B	JA-1003B	JA-2003B	JA-3003B	JA-5003B	JA-10003B
最大秤量	110g	210g	100g	200g	300g	500g	1000g
精 度	0.0001g	0.0001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g
秤盤尺寸	φ 80mm	φ 80mm	φ 80mm	φ 80mm	φ 80mm	φ 110mm	φ 110mm

YA 系列電子天平

- 交直流兩用，含有水準儀，液晶背光顯示。
- 具有計數功能、百分比、單位轉換、自動校準多種功能。
- 內置 RS232C 輸出介面，可連接電腦、印表機等設備。



型 號	YA-1002	YA-5002	YA-10002	YA-30002	YA-50001	YA-100001	YA-300001
最大秤量	100g	500g	1000g	3000g	5 kg	10 kg	30 kg
精 度	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g
秤盤尺寸	φ 125mm	φ 125mm	130×130mm	175×165mm	175×165mm	225×310mm	225×310mm