

電子天平 Electronic Balance

FA-C Serial 內校型電子天平（五位精度）

- 採用自動加碼機構，具備了全自動內置砝碼校準功能。
- 具全自動故障檢測，線性校準，超載保護等應用程式。
- 具有去皮、計數、百分比秤重、多種重量單位轉換（g / mg / ct / oz）等多種功能。
- 支持多國語言，並以 GLP/ISO 格式記錄保存重量值、日期時間、序列號。
- 五面全透明玻璃防風罩，超大背光液晶顯示螢幕。
- 內置 RS-232C 輸出介面，可連接電腦、印表機等設備。



| 型 號 | FA-625C | | FA-825C | | FA-1025C | | FA-1225C | FA-1625C | FA-2105C |
|-------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 最大秤量 | 62g | 120g | 82g | 220g | 102g | 220g | 122g | 162g | 210g |
| 精 度 | 0.01mg | 0.1mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg |
| 秤盤尺寸 | φ 80mm | | φ 80mm | | φ 80mm | | φ 80mm | φ 80mm | φ 80mm |
| 靜電消除器 | X | | X | | X | | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 |

EP Serial 內校型 / 外校型電子天平（五位精度）

- 後置電磁平衡式傳感器。
- 具高低溫補償校正技術（僅內校型）。
- LCD 背光可拉伸液晶顯示幕，獨特分體式設計。
- 多種重量單位轉換功能。
- RS232 雙向通訊介面，可連接電腦及印表機。
- 具有基本秤量模式、百分比秤量模式、計數秤量模式。



| | EP-C Serial 內校型 | | | |
|------|-----------------|----------|----------|----------|
| 型 號 | EP-305C | EP-505C | EP-805C | EP-1205C |
| 最大秤量 | 31g | 51g | 81g | 120g |
| 精 度 | 0.00001g | 0.00001g | 0.00001g | 0.00001g |
| 秤盤尺寸 | φ 90mm | φ 90mm | φ 90mm | φ 90mm |
| | EP-B Serial 外校型 | | | |
| 型 號 | EP-305B | EP-505B | EP-805B | EP-1205B |
| 最大秤量 | 31g | 51g | 81g | 120g |
| 精 度 | 0.00001g | 0.00001g | 0.00001g | 0.00001g |
| 秤盤尺寸 | φ 90mm | φ 90mm | φ 90mm | φ 90mm |