

# 蠕動幫浦 Peristaltic Pump



## 產品詳細介紹:

BF 系列是一款智慧分配型蠕動幫浦，主機外殼採用不銹鋼堅固耐用，3.5 英寸觸控螢幕操作，提供多種功能設置，具有傳輸、分配兩種工作模式，可顯示傳輸狀態，流量資料、設定參數、傳輸方向，可重複定時定量分裝，實現快速灌裝，主機可存儲 9 組灌裝資料，支援 RS485/MODBUS 通訊協定等多種外控方式。

## 規格說明：

產品型號	BF-100	BF-100 (多通道)	BF-300	BF-600
轉速	0.1-100 rpm	0.1-100 rpm	0.1-300 rpm	0.1-600 rpm
通道數	單流路、雙流路	四流路、八流路 十二流路	單流路、雙流路	單流路、雙流路
流速範圍	0.07~380ml/min	0.06~45ml/min	0.07~1140ml/min	0.07~2280ml/min
轉速分辨率	0.1 rpm			
流速誤差	<0.5%			
定時範圍	0.1 S ~ 9999 min			
定量範圍	0.001 ml ~ 9999 L			
灌裝次數	0 ~ 9999			
回吸角度	10°-720° ( 0°為無回吸 )			
回吸轉速	10-100rpm		10-300rpm	
操控方式	觸控螢幕			
顯示方式	3.5 英寸彩色液晶			
主機材質	304 不銹鋼外殼			
外控接口	RS485 連接埠 (起動控制、方向控制、速度控制)			
電源	110V / 60 Hz			
功率	22 W	22 W	35 W	50 W
主機尺寸	W212 x D139 x H240 mm			