

旋轉減壓蒸發濃縮儀 Rotary Evaporation

旋轉減壓濃縮機主要用於在減壓條件下連續蒸餾大量易揮發性溶劑。尤其對萃取液的濃縮和層析分離時收集液的蒸餾，可以分離和純化反應產物。旋轉減壓濃縮機的基本原理就是減壓蒸餾，也就是在減壓情況下，當溶劑蒸餾時，蒸餾瓶在恆溫水槽中連續轉動。



RE-3001



RE-3002

型號	RE-3001
旋轉瓶容積	1L
回收瓶容積	1L
主機轉速	20-120 rpm
旋轉電機功率	40W
溫度加熱範圍	室溫+5°C-99°C
控溫精度	±1°C
浴鍋功率	1000W
最大真空度	-0.1Mpa
升降方式	手動水浴鍋升降
升降高低	0-120mm
輸入電源	110 V / 60 /Hz
水浴鍋尺寸	Φ 350x220mm

型號	RE-3002
旋轉瓶容積	2L
回收瓶容積	1L
主機轉速	0~120rpm
旋轉電機功率	40W
溫度加熱範圍	室溫+5°C- 99°C
控溫精度	±1°C
加熱功率	1.5KW
最大真空度	-0.098Mpa
升降方式	電動升降
升降高低	120mm
輸入電源	220V (可訂購 110V 機型)
外形尺寸	660x420x830mm