

均質機 Homomixer

HD-30 / HD-30D 實驗室均質乳化機是專為樣品均質乳化的機械設備，可配多種不同規格的工作刀頭快速達到樣品的分散、均質、乳化、懸濁、攪拌等，目前已被廣泛應用於生物動物植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、化工等許多領域。



HP-30




HD-30D

規格說明：

產品型號	HD-30
處理容量	0.2~10000 ml
轉速範圍	7500~30000 rpm
電機類型	直流無碳刷電機
輸入功率	1500 w
輸出功率	1250 w
電壓	200~240v / 50~60 Hz
主機儀器尺寸	410*φ90 mm
主機淨重	2.6 kg
套裝配備	主機、25G 刀頭、平板支架
套裝淨重	7 kg

產品型號	HD-30D
處理容量	0.2~10000 ml
定時範圍	0~999 min
轉速範圍	3000~26000rpm
轉速精度	±100rpm
調速方式	旋鈕調節
電機類型	直流無碳刷電機
測溫範圍	-10~199℃
輸入功率	1050 w
輸出功率	750 w
電壓	200~240v / 50~60 Hz
主機儀器尺寸	365 * φ 90 mm
主機淨重	2.5 kg
套裝配備	主機、25G 刀頭、平板支架
套裝淨重	6.5 kg

刀頭樣式選擇：



編號	處理量 (ml)	黏度	材質
6G	0.2-10	100	SS316
8G	1-60	100	SS316
10G	10-150	200	SS316
18G	50-1500	3000	SS316、PTEE
20G	50-1500	3000	SS316
25G	100-5000	5000	SS316、PTEE
18F	50-1500	2000	SS316
20F	50-1500	3000	SS316、PTEE
25F	100-1500	3500	SS316、PTEE