

磁力攪拌器 Magnetic Stirrer

ChromTech® 低速電磁加熱攪拌器（細胞培養專用）

1. 有 1、2、4、6 個等多個攪拌位的機型可選購。
2. 超慢且穩定的轉速，超細轉速步進設定，超寬的轉速範圍。
3. 每個攪拌位的轉速、正/反轉、定時及溫度均可獨立設定。
4. 具有定時、正/反兩方向交替旋轉攪拌、PID 控溫等功能。
5. 每個攪拌位置均配有獨立“PT-100”感測器及支架，能更精確的測控容器內溶劑的溫度。
6. 不銹鋼#316 外殼美觀堅固及耐用“特氟龍”鋁合金爐盤,具有良好的導熱及耐腐性。

低速電磁加熱攪拌器（細胞培養專用）

- 型號：MSS-1H
- 轉速範圍：1-1000 rpm
- 增減轉速：0.1 (1-50rpm) / 1 (51-1000rpm)
- 攪盤直徑：150 mm
- 最大攪拌量：3L
- 爐盤恒溫範圍：室溫加 5°C - 200°C
- 溫度感測器：PT-100*1
- 加熱功率：260W
- 外形尺寸：W182×H95×D278mm



低速多位置電磁加熱攪拌器（細胞培養專用）

- 型號：MSS-2H
- 轉速範圍：1-1000 rpm
- 增減轉速：0.1(1-50rpm) / 1(51-1000rpm)
- 攪盤直徑：150 mm
- 最大攪拌量：3L x 2
- 爐盤恒溫範圍：室溫加 5°C - 200°C
- 溫度感測器：PT-100 * 2
- 加熱功率：260W * 2
- 外形尺寸：W210×H95×D420mm



- 型號：MSS-4H
- 轉速範圍：1-1000 rpm
- 增減轉速：0.1(1-50rpm) / 1(51-1000rpm)
- 攪盤直徑：150 mm
- 最大攪拌量：3L x 4
- 爐盤恒溫範圍：室溫加 5°C - 200°C
- 溫度感測器：PT-100 * 4
- 加熱功率：260W * 4
- 外形尺寸：W402×H95×D420mm

- 型號：MSS-6H
- 轉速範圍：1-1000 rpm
- 增減轉速：0.1(1-50rpm) / 1(51-1000rpm)
- 攪盤直徑：150 mm
- 最大攪拌量：3L x 6
- 爐盤恒溫範圍：室溫加 5°C - 200°C
- 溫度感測器：PT-100 * 6
- 加熱功率：260W * 6
- 外形尺寸：W595×H95×D420mm