

熱蓋恆溫器 Dry Bath Incubator



ChromTech® 熱蓋恆溫器規格：

產品型號	DBI-120H 加熱型	DBI-120C 製冷型
溫度設定範圍	0°C~100°C	-10°C~60°C
溫度控溫範圍	室溫+5°C~100°C	室溫-25°C~60°C
模塊控溫精度	±0.5°C	
模塊溫度均勻性	≤+0.5°C	
顯示精度	0.1°C	
熱蓋溫度設定範圍	0°C~105°C	
熱蓋控溫範圍	室溫+5°C~105°C	
熱蓋控溫精度	±1.0°C	
升溫速率	7°C/min (從 37°C 升至 100°C)	7°C/min (從 37°C 升至 60°C)
冷卻速率	風扇降溫	8°C/min (從 60°C 降至 37°C)
定時範圍	1s ~99m59s (0 為連續)	
最大步數	10	
最大循環次數	99	
最大功率	250W	200W
外型尺寸	W185xD280xH160mm	
淨重	2.7 Kg	3.2Kg

DBI-120H/C 加熱塊規格表：

型號	規格	孔直徑	孔底形狀	模塊尺寸
DT-A	0.2ml x 96	6.7mm	錐底	107 x 71 x 38 mm
DT-B	0.5ml x 54	8mm	錐底	107 x 71 x 35 mm
DT-C	1.5ml x 35	10.8mm	錐底	107 x 71 x 27 mm
DT-D	2.0ml x 35	10.8mm	圓底	107 x 71 x 27 mm