

乾式恆溫器 Dry Bath Incubator



DBI-200H



DBI-200C



DBI-200HC

ChromTech® 雙控溫乾式恆溫器規格：

產品型號	DBI-200H 加熱型	DBI-200C 製冷型	DBI-200HC 加熱製冷型
溫度設定範圍	5°C~105°C	-10°C~60°C	5°C~105°C (加熱) -10°C~60°C (製冷)
溫度控溫範圍	室溫+5°C~105°C	室溫-25°C~60°C	室溫+5°C~105°C (加熱) 室溫-25°C~60°C (製冷)
模塊控溫精度	±0.5°C		
模塊溫度均勻性	≤+0.3°C		
顯示精度	0.1°C		
升溫時間	≤15 分鐘(從 20°C 升至 100°C)		
製冷時間	—————	≤25 分鐘(室溫下降 25°C)	
定時範圍	1min ~99h59min 或 連續		
最大功率	150W	200W	170W
外型尺寸	W240xD260xH168mm		
淨重	2.6 Kg	3.0 Kg	2.6 Kg

DBI-200H/C 加熱塊規格表

型號	孔徑	規格	試管數	雙槽所需數量
BT-A	6.1 mm	0.2mL 離心管	0.2mL x 24	8 塊
BT-B	8 mm	0.5mL 離心管	0.5mL x 12	8 塊
BT-C	10.8 mm	1.5mL 離心管	1.5mL x 6	8 塊
BT-D	10.8 mm	2.0mL 離心管	2.0mL x 6	8 塊
BT-E	6.1 mm	0.2mL 離心管 / 96 孔 PCR 板	0.2mL x 96	標準 PCR 板 2 塊
BT-F	16.9 mm	15mL 離心管 (需搭配 BT-HC 及 BT-HH 使用)	15mL x 6	4 塊
BT-G	29.2 mm	50mL 離心管 (需搭配 BT-HC 及 BT-HH 使用)	50mL x 3	4 塊
BT-SC	標準透明蓋 (適用 BT-A~E)			2 個
BT-HC	高模塊透明蓋 (適用 BT-F,~BT-G)			2 個
BT-HH	高模塊保溫罩 (適用 BT-F,~BT-G)			2 個