

恆溫震盪孵育器 Incubator Shaker



PW-1500

恆溫震盪孵育器（加熱型）	
型號	ISE-60H
轉速範圍	200~1200rpm
震幅與方式	3mm（水平回轉）
控溫範圍	室溫+5~60°C
溫度穩定性	±0.3°C
顯示精度	0.1°C
定時範圍	1min ~99h59min
最大功率	400W
電源	110V/60Hz
外型尺寸	W360xD435xH320mm
淨重	18.7Kg



ISA-60H



ISA-60C

	恆溫震盪孵育器（加熱型）	恆溫震盪孵育器（製冷型）
型號	ISA-60H	ISA-60C
轉速範圍	50~300rpm	0~300rpm
震幅與方式	20mm（圓周迴轉）	
溫度設定範圍	—————	4°C~60°C
控溫範圍	室溫+5~60°C	室溫-20~60°C
降溫幅度	—————	20°C
溫度穩定性	±0.3°C	
顯示精度	0.1°C	
定時範圍	1min ~99h59min	
最大功率	400W	600W
電源	110V/60Hz	
外型尺寸	W360xD435xH320mm	W360xD435xH320mm
淨重	18.7Kg	25.8Kg



P6-250



P12-100



UP-12



PW-260



PP-4A



SPD-GS



PP-4

PW-260 萬用托盤可放置數量：（以下擇一）

1. 三角錐型瓶 500ml 四個
2. 三角錐型瓶 250ml 五個
3. 三角錐型瓶 100ml 十二個
4. 離心管 50ml 四十五支
5. 離心管 15ml 七十支

恆溫震盪孵育器 Incubator Shaker



ISB-60H



ISB-60C

	恆溫震盪孵育器（加熱型）	恆溫震盪孵育器（製冷型）
型號	ISB-60H	ISB-60C
轉速範圍	50~300rpm	
震幅與方式	20mm（圓周迴轉）	
溫度設定範圍	—————	4°C~60°C
控溫範圍	室溫+5~60°C	室溫-20~60°C
降溫幅度	—————	20°C
溫度穩定性	±0.3°C	
顯示精度	0.1°C	
定時範圍	1min ~99h59min	
最大功率	600W	1200W
電源	110V/60Hz or 220V/60Hz	220V/60Hz
外型尺寸	W514xD660xH430mm	W560xD823xH449mm
淨重	44.2Kg	61Kg

托盤架：



PW-420

可放置數量：（以下擇一）

1. 三角錐型瓶 2000ml 四個
2. 三角錐型瓶 1000ml 七個
3. 三角錐型瓶 500ml 十二個
4. 三角錐型瓶 250ml 二十個
5. 三角錐型瓶 100ml 三十五個
6. 燒杯 50ml十六個