

# 桌上型電導度計 EC Meter



型號		EC-1100	EC-1300	EC-1400
電導率	測量範圍	0.00 $\mu$ S/cm ~ 100mS/cm	0.00 $\mu$ S/cm ~ 200mS/cm	0.000 $\mu$ S/cm ~ 2000mS/cm
	最小解析度	0.01 $\mu$ S/cm	0.01 $\mu$ S/cm	0.001 $\mu$ S/cm
TDS	測量範圍	X	0.00mg/L ~ 100g/L	0.000mg/L ~ 1000g/L
	最小解析度	X	0.01 mg/L	0.001 mg/L
鹽度	測量範圍	X	X	0.00 % ~ 8.00 %
	最小解析度	X	X	0.01 %
電阻率	測量範圍	X	X	5 $\Omega$ .cm ~ 100M $\Omega$ .cm
	最小解析度	X	X	0.01 $\Omega$ .cm
顯示螢幕		4" LCD液晶螢幕	6" LCD液晶螢幕	6" LCD液晶螢幕
溫度補償		手動	手動/自動	手動/自動
自動溫度補償範圍		X	-5.0 ~ 110.0 $^{\circ}$ C	-10.0 ~ 135.0 $^{\circ}$ C
多點校準		1點	1點	1~4點
資料存儲功能		X	50組	50組
列印機輸出端口		X	X	有
電源電壓		AC100~240V		
儀器尺寸		L193.6 x W189.2 x H74.8mm		
儀器淨重(g)		1kg		
標準溶液識別		146.6 $\mu$ S/cm	146.6 $\mu$ S/cm	146.6 $\mu$ S/cm
		1408 $\mu$ S/cm	1408 $\mu$ S/cm	1408 $\mu$ S/cm
		12.85 mS/cm	12.85 mS/cm	12.85 mS/cm
		X	111.3 mS/cm	111.3 mS/cm