


電位滴定儀 Automatic Potentiometric Titration



電位滴定儀是利用電位滴定法在滴定過程中測量電位變化以確定滴定終點方法的儀器。

可應用於酸鹼滴定、氧化還原滴定、沉澱滴定、絡合滴定、非水滴定等多種領域。

型號		PT-30	PT-50
滴定裝置	容量 滴定 單元	滴定分析的重複性	0.2%
		滴定管容量允許誤差	15M L滴定管：±0.025ml 25M L滴定管：±0.035ml
		電子單元重複性誤差	≤0.2mV
測量裝置	電位 滴定 模塊	測量範圍	±1999mV 0.00~14.00pH
		分辨率	0.1mV 0.01pH
		最大的可能誤差	0.2mV 0.02pH
	溫度 補償	溫度範圍	0-80℃
		溫度分辨率	0.1℃
		最大的可能誤差	±0.2℃
溫度補償		X	標配
樣品攪拌		X	標配
屏幕顯示		7" 彩色液晶觸控螢幕	
重量		8 Kg	
電源		110-240V , 50/60Hz	