

桌上型酸鹼度計 PH Meter



型號		PH-1100	PH-1400	PH-1500
測試範圍	pH	0.00 ~ 14.00 pH	-2.00 ~ 18.00 pH	-2.00 ~ 20.00 pH
	ORP	-1599 ~ 1599 mV	-1999 ~ 1999 mV	-2000 ~ 2000 mV
解析度	pH	0.01	0.01	0.001
	ORP	1 mV	1 mV	0.01 mV
示值誤差	pH	±0.05	±0.01	±0.002
	ORP	±1%FS	±0.1%FS	±0.03%FS
顯示螢幕		4" LCD液晶螢幕	6" LCD液晶螢幕	6" LCD液晶螢幕
溫度補償		手動	手動	手動/自動
多點校準		2點	3點	5點
資料存儲功能		X	50組	500組
列印機輸出端口		X	X	有
電源電壓		AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V
儀器尺寸		L194 x W190 x H75mm	L194 x W190 x H75mm	L194 x W190 x H75mm
儀器淨重(g)		<1000g	<1000g	<1000g
標點識別	NIST	4.00、6.86、9.18	4.00、6.86、9.18	1.68、4.00、6.86、9.18、12.46
	USA	4.01、7.00、10.01	4.01、7.00、10.01	1.68、4.01、7.00、10.01、12.46
	EURO	4.01、7.01、9.21	4.01、7.01、9.21	1.68、4.01、7.01、9.21、12.46