

攜帶型酸鹼度計 PH Meter



型號		PH-310	PH-330
測試範圍	pH	0.00 ~ 14.00 pH	-2.00 ~ 18.00 pH
	ORP	-1400 ~ 1400 mV	-2000.0 ~ 2000.0 mV
解析度	pH	0.01	0.01
	ORP	1 mV	0.1 mV
示值誤差	pH	±0.05	±0.01
	ORP	±0.2%FS	±0.1%FS
顯示螢幕		4英寸	4英寸
溫度補償		手動	手動/自動
多點校準		2點	3點
資料存儲功能		200組	500組
測量模式		連續測量	連續/平衡測量
電源電壓		AC100~240V	AC100~240V
儀器尺寸		L202.4 x W112 x H61mm	L202.4 x W112 x H61mm
儀器淨重(g)		450g	450g
標點識別	NIST	4.00、6.86、9.18	4.00、6.86、9.18
	USA	4.01、7.00、10.01	4.01、7.00、10.01
	EURO	4.01、7.01、9.21	4.01、7.01、9.21