

酸鹼度測試筆 PH Meter



| 型號 | | PH-10A | PH-10B | PH-10C |
|---------|------|-----------------------------|---------|---------|
| 電極型式 | | 三合一球泡電極 | 三合一平面電極 | 三合一穿刺電極 |
| 測試範圍 | pH | -2.00 ~ 16.00 pH | | |
| | ORP | -1000 ~ 1000 mV | | |
| 解析度 | pH | 0.01 | | |
| | ORP | 1 mV | | |
| 示值誤差 | pH | ±0.01 | | |
| | ORP | ±0.1%FS | | |
| 溫度補償 | | 自動 | | |
| 溫度範圍 | | 0.0~60.0°C | | |
| 電池充電 | | 2500mAh（工作12小時／待機90天）無線充電支架 | | |
| 電源電壓 | | AC100~240V | | |
| 儀器尺寸 | | L195 x W44 x H36 mm | | |
| 儀器淨重(g) | | 150g | | |
| 標點識別 | NIST | 4.00、6.86、9.18 | | |
| | USA | 4.01、7.00、10.01 | | |
| | EURO | 4.01、7.01、9.21 | | |