

單點/六點磁石攪拌水槽 Water Bath with Stirrier



規格說明：

溫度範圍：	室溫加 5°C ~ 100°C
溫度控制器：	微電腦觸控方式 P.I.D.自動演算功能
溫度顯示：	LED 數字顯示 0.1°C
溫度控制穩定度：	±0.1°C
測溫體：	Pt100Ω 測溫棒
加熱器：	不鏽鋼管製成加熱器
攪伴馬達：	使用 DC 變頻馬達(省電) 轉速 100~1200rpm
攪拌幫浦：	不鏽鋼幫浦、攪拌循環水槽、使槽內水溫分布均勻
材質：	內不銹鋼板 SUS304、外鍍鋅鋼板粉體烤漆、每台均附平蓋

型式	HG-10	HG-20	HG-30
內部尺寸	W295*D235*H150mm	W495*D295*H150mm	W500*D300*H200mm
外部尺寸	W325*D280*H330mm	W540*D325*H330mm	W570*D365*H380mm
容量	10L	20L	30L
加熱器	1000W	1500W	2000W
操作空間	W190*235mm	W400*295mm	W400*300mm
電源	110V/220V 10A/8A	110V/220V 14A/12A	110V/220V 15A/15A
攪拌功能	一點獨立磁石攪拌	六點獨立磁石攪拌	六點獨立磁石攪拌
備註	單點攪拌容量 1L x1	單點攪拌容量 1L x3(品字形排列) 1L x4(田字型排列) 二至五點可訂製	-

- 1.外部循環裝置，及屋頂型蓋請另購，接受更大尺寸容量訂製。
- 2.HG 系列適用於三角瓶燒杯。磁力需較強時，需另外報價（如血清瓶用）。