

震盪器 Shaker

ChromTech® 震盪器特點：

震盪器適用於不同領域的多種混勻工作，適用於生物學，微生物學和實驗分析等領域。是一款可以直接放在室內或培養箱內使用的臺式震盪器，實驗室樣品瓶，如培養皿、三角瓶和培養瓶都可以放在上面震盪。SH 震盪器可更換不同容器的載物台，備有錐形燒瓶架、可調燒瓶架、通用托盤可供選配。



軌道震盪器



翹板震盪器



圓周震盪器

OS-20/OS-30 選購配件：



UP-12 可調燒瓶架



P12-100 錐形瓶架



P6-250 錐形瓶架



PW-260 彈簧托盤



PP-4 托盤



PP-4A 雙層托盤



SPD-GS 粘板

SH-10 選購配件：



TS-A
不鏽鋼托盤及橡膠墊



TS-B
12 個 250ml 錐形瓶架



TS-C
20 個 100ml 錐形瓶架



TS-D
彈簧萬能托盤

規格說明：

產品型號	OS-20	OS-30	SH-25 (單層) SH-50 (雙層)	SH-10
震盪方式	軌道震盪	軌道震盪	翹板震盪	圓周旋轉
震盪幅度	20mm	30mm	10 度/上下 25mm	迴轉半徑 10 mm
轉速	50~300rpm	50~250rpm	10~80rpm	50~300rpm
定時範圍	1min~99 小時 59 分			
最大載重	2KG			
工作環境溫度	4~45°C			
電壓	AC110V			
外型尺寸	284×264×100mm	284×264×100mm	284×264×100mm 284×264×124mm	330×490×145mm