

震盪器 Shaker



SH-100AFS 震盪器



SH-100ARCS 震盪器




SH-100ACS 震盪器




SH-100AVS 震盪器


SH-100ACS 震盪器可選購配件：




可承載250mL 錐形瓶8只




可承載100mL 錐形瓶13只




可承載50mL 錐形瓶16只



可承載 250/300 毫升的錐形瓶 9 只



可承載 500 毫升的錐形瓶 9 只



可承載 1000 毫升的錐形瓶 4 只

震盪器規格：

型號	SH-100AFS	SH-100ARCS	SH-100ACS	SH-100AVS
震盪方式	旋轉迴擺式	水平往復式	旋轉震盪/水平往復	水平圓周式
速度範圍	0 ~ 150 rpm	0 ~ 350 rpm	60 ~ 450 rpm	0 ~ 2500rpm
位移範圍	—	20mm	20mm	4.5mm
定時時間	0 ~ 90 分鐘 or 連續	3 ~ 70 分鐘 or 連續	1 ~ 999 分鐘 or 連續	3 ~ 90 分鐘 or 連續
最大載重	3.5 KG	5.0 KG	8.0 KG	1.0 KG (在 2500rpm 時)
外形尺寸	320×330×130mm	300×360×175mm	388 x 350 x 125mm	330×232×155mm