

# 分液收集器 Fraction Collector


## FC-500 分液收集器 FRACTION COLLECTOR

液相層析儀用 高壓/中壓/低壓/蛋白質分離




- 收集管數：63 支
- 最大容量：60ml
- 收集方式：時間、滴數、訊號
- 定時範圍：1 秒 ~ 200 小時
- 定滴範圍：1 滴 ~ 9999 滴
- 試管盤架：方型設計、自由組合，可以選配
- 特點：液晶螢幕顯示操作，懸掛式 X - Y 軸設計


### FC-500 試管盤架型式(選購)：




500-16A




500-32A



500-32L



500-100A



500-169A

## FC-100A / FC160A 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



- 收集管數：100 支 (FC-100A)  
160 支 (FC-160A)
- 最大容量：12ml
- 收集方式：時間、滴數
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 定滴範圍：1 滴 ~ 9999 滴
- 顯示方式：LCD 液晶螢幕

## FC-16 / FC-40 / FC-30 自動收集器 FRACTION COLLECTOR



- 收集管數：16 支 (FC-16)  
40 支 (FC-40)  
30 處 (FC-30)
- 最大容量：100ml (FC-16)  
50ml (FC-40)  
外接容器收集量無限 (FC-30)
- 收集方式：時間
- 定時範圍：1 秒 ~ 24 小時
- 顯示方式：LCD 液晶螢幕

天然物、有機、生化實驗室，Open Column 收集最適宜。HPLC、MPLC 成份簡易收集。