

真空壓力幫浦 Dry Vacuum Pressure Pump

DP-02 真空壓力幫浦

- 扁平外形，特別適合擺放在實驗台架子下。
- 兩位“LED”數字壓力顯示清晰準確。
- 旋扭方式調整幫浦的真空壓力，簡潔方便。
- 有正壓、負壓兩個接口使其應用更加廣泛。
- 幫浦雙輸出結構可採並聯方式使流量加倍。



DP-25 / DP-50 / DP-80 真空壓力幫浦

- 幫浦部分零件採用高耐腐蝕材料一體成型，使用壽命長。
- 流量大，負（正）壓力高，可以滿足大部分過濾器的要求。
- 有正壓、負壓獨立接口，可用於不同場合。
- 可調節增加壓力、流量功能。
- DP-50 真空壓力幫浦具有輸出正負壓結構，可方便採用串聯方式增加工作壓力或採用並聯方式加大工作流量。



DP-25



DP-50



DP-80

規格說明：

產品型號	DP-02	DP-25	DP-50	DP-80
真空壓力 (Kpa)	0-80 可調	0-85 可調	並聯 0-85 可調 串聯 0-95 可調	0-85 可調
最大正壓 (Kpa) (Kpa)	150	400	並聯 400 串聯 500	500
流量(L/min)	10	25	並聯 40 串聯 25	80
功率 (VA)	35	50	60	250
外型尺寸 (mm)	230x200x85	230x130x160	230x145x160	270x180x246
重量 (Kg)	2.5	3.1	3.8	11.2
輸入電源	110V/60Hz			