

# 3D 震盪器 Shaker



TM-80 震盪器採用了微電腦控制技術，適用於電泳凝膠脫色/染色、樣品混合、分子雜交、免疫沉澱、蛋白質、細胞培養等領域的實驗室儀器。

## 震盪器規格說明：

型號	<b>TM-80</b>
轉速範圍	5~80 rpm
定時範圍	0 ~ 99h59min
傾斜角度	16 度
最大載重	2.5 KG
功率	35w
電壓	AC 110~230V
產品尺寸	W368 × D228 × H206 mm
重量	5.2KG

## TM-80 可選購配件：



A. 錐形瓶 500ml x 4



B. 錐形瓶 250ml x 5



C. 錐形瓶 100ml x 9



D. 96孔板/細胞培養板 x 2



E. 平板



F. 離心管 15ml x 75  
離心管 2ml x 75  
離心管 15ml x 20  
離心管 50ml x 10